

IEM[®]
on life's side



24H ABDM & HOLTER EKG

Innovative Lösungen zur Diagnose von
Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen

HEARTX® RECORDER

HOLTER EKG

-
- ✓ Kompaktes und kabelloses Langzeit-EKG
 - ✓ Präzise 3-Kanal-Messungen
 - ✓ 7 Tage kontinuierliche Aufzeichnung ohne Aufladen
 - ✓ Nur 3 Minuten Ladezeit für eine 24-Stunden-Aufzeichnung
 - ✓ Wasserdicht (IP67)



CART BP pro

24H ABDM

-
- ✓ Angenehm zu tragen und diskret
 - ✓ Komfortables Laden über die Dockingstation
 - ✓ Klinisch validierte Messtechnologie
 - ✓ Kontinuierliche Einblicke in den gesamten Blutdruckverlauf (Tag u. Nacht)
 - ✓ Wasserdicht (IP58)



MOBIL-O-GRAPH®

24H ABDM

-
- ✓ Der effektivste Weg zur sicheren Diagnose
 - ✓ Vom Blutdruck bis zur Hämodynamik
 - ✓ Weitere Parameter durch Lizenz-Upgrades
 - ✓ Angenehme u. schnelle Blutdruckmessung durch Auto-Feedback-Logic (AFL) Algorithmus
 - ✓ Robust und langlebig (IP42 und hochwertige Komponenten)





FLOW®

The way to simplicity!

In der oft hektischen Umgebung im Praxis- und Klinikalltag zählt jede Sekunde. **Unsere Software FLOW ermöglicht einen blitzschnellen und zuverlässigen Zugriff** auf die Patienten- und Geräteübersicht sowie individuell angepasste Berichte. Ladezeiten und unnötige Klicks gehören der Vergangenheit an – so bleibt mehr Zeit für die wirklich wichtigen Aufgaben.

» iem.de/flow

- Schnelle Prozesse
- Intuitive Bedienung dank klarer Strukturen und selbsterklärender Workflows
- Automatische, umfassende Berichte – einfachste Dokumentation mit minimalem Aufwand
- Einfachste Integration in bestehende Systeme
- Maximale Stabilität, selbst bei hoher Auslastung



Unterstützt
Windows & macOS





www.iem.de

IEM[®]
on life's side

IEM GmbH
Gewerbepark Brand 42
52078 Aachen
Germany

T +49 241 41259-300
F +49 241 41259-311
customer.relations@iem.de

LinkedIn  kununu[®]